



### Instrucciones del Soporte de pared

- Coloque la silla EVACU B en la pared utilizando el soporte de pared proporcionado
- Instale el soporte de pared a al menos 62 pulgadas (1.5 metros) del piso, midiendo desde la parte inferior del soporte.
- Asegúrese de instalar el soporte dejando por lo menos 5 pulgadas (12 centímetros) desde un rincón o de otro soporte de pared.
- Una vez colocada en el soporte de pared, EVACU B ocupa un área de 68 pulgadas (1.72 metros) de alto, 24 pulgadas (61 centímetros) de ancho y 12 pulgadas (30 centímetros) de profundidad



#### Especificaciones de Evacu B

Peso: 11.8 kg  
Largo: 150 cm  
Ancho: 60 cm  
Alto: 30 cm

\*Dimensiones en posición plegada

Doug Gervais

Presidente/Doro Inc.

22 de agosto de 2016